


A 200
Chariot
pour la prise en charge optimale de 38 pipettes.



- Pour 10 pipettes de 100 ml dans la rangée 1, écartement de 20 mm
- Pour 14 pipettes de 25 ml dans la 2. rangée, écartement 26 mm
- Pour 14 pipettes de 10 ml dans 3. rangée, écartement 26 mm

Code EAN: 4002516854012 / Numéro de matériel: 12667060 /
Ancien Numéro de matériel: 69620001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Catégorie de produit	
Chariot pour pipettes	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Pipettes [nombre]	38
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	15 11/16 (397)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (529)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 1/2 (546)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	20 1/2 (520)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Poids net en lb (kg)	11 (4,95)
Poids brut en lb (kg)	14 (6,38)