

A 202

Chariot

pour la prise en charge optimale de 4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour 4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Cadre d'accueil : amovible pour le traitement des charges hautes
- 6 possibilités de raccordement suppl. avec connexion Luer-Lock.
- Avec bras de lavage intégré
- La mesure de chargement des différents niveaux est différente

Code EAN: 4002516854043 / Numéro de matériel: 12667130 /

Ancien Numéro de matériel: 69620201D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Noir
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 13/16 (223)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (529)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 3/8 (542)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/2 (570)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Poids net en lb (kg)	13 (6,05)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,76)