


E 105/1

Complément

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 165 mm.



- convient pour env. 200 Tubes à essai (jusqu'à 12 x 165 mm)
- Capacité comprenant le couvercle A 13
- La largeur de mailles est égale à 9 x 9 mm


Code EAN: 4002516853978 / Numéro de matériel: 12667380 /
Ancien Numéro de matériel: 69510503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	200
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 3/8 (212)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/2 (240)

E 105/1

Complément

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 165 mm.



Code EAN: 4002516853978 / Numéro de matériel: 12667380 /

Ancien Numéro de matériel: 69510503D

Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	9 7/8 (250)
---	-------------

Poids net en lb (kg)	2 (0,88)
----------------------	----------

Poids brut en lb (kg)	3 (1,16)
-----------------------	----------

Paquet d'accessoires

Couvercles A 13 [nombre]

1