


E 139/1

Complément

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm.



- Convient pour les tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm
- Réparti dans 6 compartiments
- Largeur de mailles de 9 x 9 mm
- Utilisable dans le panier inférieur
- Comportant le couvercle A 13

Code EAN: 4002516854036 / Numéro de matériel: 12667390 /  
Ancien Numéro de matériel: 69513903D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Domaine d'application	
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	200
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	9 5/8 (243)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 11/16 (245)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 11/16 (245)

E 139/1

Complément

pour une prise en charge optimale des tubes à essai jusqu'à 12 x 200 mm.



Code EAN: 4002516854036 / Numéro de matériel: 12667390 /

Ancien Numéro de matériel: 69513903D

Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	10 7/16 (265)
---	---------------

Poids net en lb (kg)	2 (1,01)
----------------------	----------

Poids brut en lb (kg)	3 (1,21)
-----------------------	----------

**Paquet d'accessoires**

Couvercles A 13 [nombre]	1
--------------------------	---