

E 374

Complément

pour la prise en charge d'instruments ORL, comme des raccords d'inhalateurs.



- 24 comp. d'env. 45 x 45 mm, 27 comp. d'env. 12 x 12 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002516854050 / Numéro de matériel: 12667400 /
Ancien Numéro de matériel: 69537402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	51
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 1/2 (63)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	6 13/16 (173)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 9/16 (445)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 1/2 (88)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 7/8 (225)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 7/16 (468)
Poids net en lb (kg)	3 (1,14)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,35)