

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



- Convient pour la prise en charge et via le titre de, E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Chargement sur 2 niveaux

Code EAN: 4002516853985 / Numéro de matériel: 12667770 /
Ancien Numéro de matériel: 69620301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments CMI	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	20 1/2 (520)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (529)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 3/8 (542)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	20 (9,16)
Poids brut en lb (kg)	24 (11,00)
Paquet d'accessoires	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	3
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	15
E 443 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 10 mm [nombre]	5
E 444 Tambour pour câbles de fibres optiques/tuyaux d'aspiration [nombre]	1
E 445 – 12 capuchons de douille de rinçage E 442, ouverture avec Ø 6 mm [nombre]	1
E 446 – 12 capuchons de douille de rinçage E 443, ouverture avec Ø 10 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	3
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	6
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	5
E 451 Complément 1/6 complément à mailles [nombre]	1
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	3
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	8
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	6

A 203
Chariot
pour la prise en charge optimale d'instruments MIC.



Code EAN: 4002516853985 / Numéro de matériel: 12667770 /
Ancien Numéro de matériel: 69620301D

E 456 Écarteurs pour instruments CMI [nombre]	4
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	3