

A 204
Chariot
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Niveau 1 : convient à la prise en charge des compléments
- de niveau 2 à droite : 22 raccords pour instruments à cavité
- de niveau 2 à gauche : 11 adapt. Luer-Lock, mâles, horiz. Tuyau
- Avec bras de lavage intégré
- Tuyau de filtration A 800 utilisable dans chaque barre d'injection

Code EAN: 4002516854821 / Numéro de matériel: 12667790 /
Ancien Numéro de matériel: 69620401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'ophtalmologie	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Capacité	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	2-4
Paquet d'accessoires	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1