

A 207
Chariot
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Traitement efficace : charge rapide et débit élevé
- Niveau sup. : max. 8 plateaux pr prise en charge instru. à cavité
- Niveau inf. : 8 plateaux horiz. pour instruments ophta. suppl.

Code EAN: 4002516854210 / Numéro de matériel: 12667800 /
Ancien Numéro de matériel: 69620702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'ophtalmologie	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Capacité	
Plateaux [nombre]	16
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 1/4 (438)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 3/8 (542)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	27 1/4 (692)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	27 (685)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	27 (685)
Poids net en lb (kg)	21 (9,58)
Poids brut en lb (kg)	29 (13,32)
Paquet d'accessoires	
A 311 Support pour plateaux [nombre]	2
Tuyau de filtration, A 800 [nombre]	1
Brosse de nettoyage, A 804 [nombre]	1