

A 208

Chariot

pour la prise en charge optimale de 8 compléments à mailles.



- Gde capacité : traitement simult. de 8 compléments à mailles DIN
- 4 autres possibilités de raccordement pour instruments à cavité
- Si besoin, le niveau amovible augmente la hauteur de chargement
- Informations sur les dim. de chargement sur Internet : Niveau 1 (bas) à 4

Code EAN: 4002516854494 / Numéro de matériel: 12668770 /
Ancien Numéro de matériel: 69620801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Chariot pour les compléments à mailles	•
Domaine d'application	
Traitement des compléments à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	8
Instruments avec lumen [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	15 11/16 (397)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (529)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	21 1/2 (546)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	22 1/2 (570)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	18 15/16 (480)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	22 (9,83)
Poids brut en lb (kg)	24 (11,03)