

A 304
Module
pour la prise en charge optimale de jusqu'à 98 petits tubes.



- Convient par ex. pour 98 tubes à centrifuger, flacons, tubes à essai
- Les hauteurs de chargement sont différentes selon le positionnement
- 1 unité utilisable dans chacun des paniers A 100, A 150 et APLW 106

Code EAN: 4002516854982 / Numéro de matériel: 12669230 /
Ancien Numéro de matériel: 69630401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Flacons [nombre]	98
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	5 1/8 (130)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 3/4 (222)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 9/16 (471)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 5/16 (490)
Poids net en lb (kg)	5 (2,30)
Poids brut en lb (kg)	7 (3,15)