

E 417/1

Complément

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 30 spéculums auriculaires et nasaux.



- Pour prise en charge d'env. 30 spéculums auriculaires et nasaux
- 280 compartiments env. ?? x ??
- La largeur de mailles au fond correspond à 4 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002516855224 / Numéro de matériel: 12669760 /

Ancien Numéro de matériel: 69541703D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les instruments ORL	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	280
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 3/16 (435)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 1/2 (88)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	7 3/4 (196)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 3/4 (475)
Poids net en lb (kg)	3 (1,51)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,72)