

E 458
 Complément
 pour la prise en charge optimale des tétines à visser.



- Convient pour 36 tétines à visser
- 36 compartiments de ?? x ??
- Équipé d'un couvercle rabattable et refermable

Code EAN: 4002516854265 / Numéro de matériel: 12669800 /
 Ancien Numéro de matériel: 69545802D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	36
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 1/2 (63)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 1/2 (215)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 9/16 (445)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 5/16 (465)
Poids net en lb (kg)	3 (1,50)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,77)