

E 466

Gicleur à injection

pour la prise en charge optimale de soufflets de 8 x 333 mm.



Code EAN: 4002516854920 / Numéro de matériel: 12669890 /  
Ancien Numéro de matériel: 69746602D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	13 1/8 (333)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	7 7/8 (200)
Poids net en lb (kg)	2 (0,85)
Poids brut en lb (kg)	2 (1,01)