

E 479

Enregistrement

pour les micro-instruments jusqu'à 4 mm de Ø.



- Utilisable dans les compléments avec largeur de mailles de 5 mm
- 50 pièces par sac

Code EAN: 4002516854067 / Numéro de matériel: 12669910 /

Ancien Numéro de matériel: 69747902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Logement	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Transparent
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 1/4 (5)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	0 7/8 (21)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	0 7/8 (21)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Poids net en lb (kg)	0 (0,07)
Poids brut en lb (kg)	0 (0,08)