

E 494
Complément
pour la prise en charge libre de 5 plaques microtitres.



Code EAN: 4002516853947 / Numéro de matériel: 12669920 /
Ancien Numéro de matériel: 69549402D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Appareils de nettoyage pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire grande cuve pour le nettoyage de pièces industriel	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Plaques microtitres [nombre]	5
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 7/16 (35)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 1/8 (205)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 3/8 (440)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/16 (230)

E 494
Complément
pour la prise en charge libre de 5 plaques microtitres.

Code EAN: 4002516853947 / Numéro de matériel: 12669920 /
Ancien Numéro de matériel: 69549402D



Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 5/16 (465)
Poids net en lb (kg)	1 (0,49)
Poids brut en lb (kg)	2 (0,72)