


A 613

Module

pour le traitement optimal des pipettes volumétriques et des pipettes de mesure.



- Convient pour 98 pipettes
- Convient pour pipettes de mesure d'un volume de 1-50 ml
- Convient pour pipettes volumétriques d'un volume de 1-100 ml
- Utilisable avec chariot A 503
- La capacité dépend du diamètre maximal des pipettes

Code EAN: 4002516854128 / Numéro de matériel: 12670020 /  
Ancien Numéro de matériel: 69661301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les pipettes	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	98
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	7 11/16 (194)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	10 (254)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 13/16 (604)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	8 9/16 (217)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	11 3/16 (283)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 1/4 (615)
Poids net en lb (kg)	6 (2,69)
Poids brut en lb (kg)	7 (3,06)