

E 496

Gicleur à injection
avec blocage à ressort pour le matériel d'intubation.



Code EAN: 4002516854579 / Numéro de matériel: 12670260 /
Ancien Numéro de matériel: 69749602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	4 3/4 (120)
Poids net en lb (kg)	0 (0,01)
Poids brut en lb (kg)	0 (0,02)