

E 803

Complément

pour la prise en charge optimale des spéculums auriculaires et nasaux.



- 160 compartiments d'env. 13 x 13 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002516854715 / Numéro de matériel: 12670290 /

Ancien Numéro de matériel: 69580302D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les instruments ORL	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	160
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 1/2 (63)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	12 1/2 (317)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 1/4 (132)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 3/16 (233)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 1/16 (484)
Poids net en lb (kg)	2 (0,80)
Poids brut en lb (kg)	2 (1,07)