

A 620

Module à injection

pour le traitement optimal du verre de laboratoire, avec 10 points d'injection.



- Possibilité d'ajouter individuellement max. 10 buses d'injection
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Fait partie du système SimpleLoad

Code EAN: 4002516853909 / Numéro de matériel: 12678100 /
Ancien Numéro de matériel: 69662001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Fait partie du système SimpleLoad	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 1/2 (113)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	5 1/4 (133)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 15/16 (608)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 3/4 (145)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 7/16 (620)
Poids net en lb (kg)	4 (1,59)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,82)