

A 621

Module à injection

pour le traitement optimal du verre de laboratoire, avec 20 points d'injection.



- Possibilité d'ajouter individuellement max. 20 buses d'injection
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Fait partie du système SimpleLoad

Code EAN: 4002516855125 / Numéro de matériel: 12678110 /

Ancien Numéro de matériel: 69662101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Fait partie du système SimpleLoad	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 1/2 (113)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	6 13/16 (173)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 15/16 (608)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 1/4 (208)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	25 7/16 (645)
Poids net en lb (kg)	4 (1,93)
Poids brut en lb (kg)	5 (2,27)