

A 622

Module à injection

Pour le traitement optimal du verre de laboratoire, avec 36 points d'injection.



- Possibilité d'ajouter individuellement max. 36 buses d'injection
- Pour utilisation sur les chariots de chargement A 503 et APLW 511
- Fait partie du système SimpleLoad

Code EAN: 4002516854531 / Numéro de matériel: 12678490 /

Ancien Numéro de matériel: 69662201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Fait partie du système SimpleLoad	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	36
Bouteilles [nombre]	36
Ballons gradués [nombre]	36
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 1/2 (113)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	8 1/16 (204)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 15/16 (608)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	5 3/4 (145)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 3/4 (222)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 13/16 (629)
Poids net en lb (kg)	5 (2,23)
Poids brut en lb (kg)	6 (2,61)