

A 623
Module
pour la prise en charge optimale des cylindres de mesure.



- Avec 4 buses
- Pour cylindres de mesure d'une capacité de 1-2 l
- Surfaces pivotantes pour faciliter la manipulation

Code EAN: 4002516853893 / Numéro de matériel: 12678510 /
Ancien Numéro de matériel: 69662301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour cylindres gradués	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Éprouvettes graduées [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	17 1/4 (437)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	10 1/16 (255)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	23 15/16 (608)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 5/8 (269)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	15 3/4 (400)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	24 1/4 (615)
Poids net en lb (kg)	5 (2,42)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,42)