

TC 1150

Cadre d'habillage

Pour appareils de largeur 1150 mm sans condens. vapeur ou dispositif de séchage.



- Avec porte de service verrouillable
- Le cache jusqu'au plafond doit être placé côté installation

Code EAN: 4002516853848 / Numéro de matériel: 12680670 /
Ancien Numéro de matériel: 69252005D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	39 1/2 (1002)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	32 7/8 (835)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	47 1/4 (1200)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	39 1/2 (1002)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	33 7/8 (860)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	133 (60,13)
Poids brut en lb (kg)	166 (75,13)