

ProCare Dent 10 MA - 5 l
Détergent liquide, alcalin léger, 5 l
pour le traitement en machine des instruments dentaires et



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Protection élevée du matériel
- Contient des enzymes
- Vérifier la compatibilité de l'aluminium anodisé

Code EAN: 4029577158200 / Numéro de matériel: 12680720 /
Ancien Numéro de matériel: 66913204V6

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,1
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3–7 ml/l (0,3–0,7 %)
Recommandation de dosage (par cycle de lavage)	3–7 ml/l (0,3–0,7 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Degré de salissure	Facile à moyen
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Enzymes, Tensio-actifs
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
Princip. domaines utilisation	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Enzymes, Tensio-actifs
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Convient au traitement en machine des instruments et ustensiles	•
Excellente préservation des matériaux	•
Convient aux matériaux fragiles	•
Ne convient pas aux instruments de transmission	Convient à un instrument standard/transfert, Pour traitement instruments en machine, Vérifier la compatibilité de l'aluminium anodisé
Vérifier la compatibilité de l'aluminium anodisé	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 9/16 (217)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	5 5/8 (142)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	9 13/16 (248)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 5/16 (185)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	6 15/16 (175)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	9 7/8 (250)
Poids brut en lb (kg)	0,21 (6)

ProCare Dent 10 MA - 5 l
Détergent liquide, alcalin léger, 5 l
pour le traitement en machine des instruments dentaires et



Code EAN: 4029577158200 / Numéro de matériel: 12680720 /
Ancien Numéro de matériel: 66913204V6

Capacité en fl.oz. (ml)

169,07 (5000) fl oz (US)
(Milliliter)

Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•