

MC/2

Chariots de transfert

réglable en hauteur, pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs .



- Équipé de 4 roulettes, dont 2 sont verrouillables
- 2 tablettes (en forme de cuvette), poignée et tôle d'ancrage

Code EAN: 4002516853855 / Numéro de matériel: 12680970 /

Ancien Numéro de matériel: 69200113D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	39 1/2 (1003)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 3/4 (805)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	47 11/16 (1210)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	47 1/4 (1200)
Poids net en lb (kg)	40 (18,00)
Poids brut en lb (kg)	105 (47,80)