

MT
Chariot
pour le chargement & le déchargement des laveurs & désinfecteurs.



- Pour le stockage et le transport de paniers et compléments
- Divisé en 4 niveaux, réglables de 102,5 mm
- Mobile avec 4 roulettes blocables
- Taille de chargement de 549 x 599 mm

Code EAN: 4002516854159 / Numéro de matériel: 12681000 /
Ancien Numéro de matériel: 69200114D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Sécurité Safety]	•
PLW 8693 [Sécurité Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	78 3/16 (1985)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	26 1/8 (662)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	24 5/16 (616)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	36 1/4 (920)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	30 9/16 (775)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	78 13/16 (2001)
Poids net en lb (kg)	51 (23,00)
Poids brut en lb (kg)	83 (37,60)