

A 306/1

Module

pour la prise en charge optimale de grands verres de laboratoire.



- Convient pour 4 cylindres de mesure de 1-2 litres, forme haute
- Pr 2 cylindres de mesure de 1-2 l, forme basse et 2 à forme haute
- Surfaces d'appui et de contact rilsanisées
- Cylindres de mes. amovibles si module installé ds l'appareil
- Longueur max. des éprouvettes graduées dans le panier inférieur A 150 : 500 mm
- Jusqu'à 2 modules utilisables dans les paniers A 150 et APLW 106

Code EAN: 4002516854456 / Numéro de matériel: 12683100 /
Ancien Numéro de matériel: 69630602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour cylindres gradués	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Noir, Blanc
Capacité	
Éprouvettes graduées [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	16 1/2 (418)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 9/16 (471)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	15 3/8 (390)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 1/8 (485)
Poids net en lb (kg)	6 (2,88)
Poids brut en lb (kg)	8 (3,42)