

A 500

Chariot

avec 1 niveau pour le nettoyage des verres et ustensiles de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et paniers à mailles
- Avec A 603, extension possible sur 2 niveaux

Code EAN: 4002516855026 / Numéro de matériel: 12684430 /

Ancien Numéro de matériel: 69650002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs à grande cuve, pompiers et services de secours	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	3
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 1/16 (153)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	25 5/8 (650)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	31 1/8 (790)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	25 13/16 (655)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	31 15/16 (810)
Poids net en lb (kg)	13 (6,02)
Poids brut en lb (kg)	16 (7,37)