


E 491

Complément

pour la prise en charge optimale des instruments rotatifs.



- Convient pour 18 fraises de turbines
- Convient pour 30 contre-angles
- Convient aussi pour les instruments rotatifs, p. ex. en podologie

Code EAN: 4002516855194 / Numéro de matériel: 12686260 /

Ancien Numéro de matériel: 68549103D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Capacité</b>	
Tiges [nombre]	48
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 1/8 (53)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	2 13/16 (70)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	10 7/16 (265)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	7 1/8 (180)
Poids net en lb (kg)	1 (0,30)
Poids brut en lb (kg)	2 (1,00)