

SC

Condenseur de vapeur

Pour une déshumidification et un refroidissement optimal de l'air vicié.



- Utilisable uniquement en comb. avec le dispositif de séchage
- Connexion possible sur circuit de refroid. côté installation

Code EAN: 4002516855378 / Numéro de matériel: 12687850 /  
Ancien Numéro de matériel: 69251301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	24 7/16 (620)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	15 3/16 (385)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	30 3/8 (770)
Poids net en lb (kg)	74 (33,40)
Poids brut en lb (kg)	82 (37,00)