

APLW 909

Kit d'équipement ultérieur

pour le dosage d'agents neutralisants à partir de bidons de produits de 10 litres.



- Pour l'utilisation de bidons de produits de 10 litres à l'extérieur de l'appareil
- Canne d'aspiration pour agents neutralisants

Code EAN: 4002516930044 / Numéro de matériel: 12755470 /

Ancien Numéro de matériel: 69242021D

Famille produit	
Laveurs de laboratoire SlimLine	•
Laveurs de laboratoire SlimLine pour le nettoyage de pièces industriel	•
Accessoires	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Poids net en lb (kg)	1 (0,34)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,50)