

ProCare Dent 30 C - 5 l
Agent neutralisant, acide, 5 l
pour le traitement en machine des instruments dentaires et de transmission.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Bonne compatibilité avec les matériaux, sans phosphates
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide citrique

Code EAN: 4029577158224 / Numéro de matériel: 12796330 /
Ancien Numéro de matériel: 66915303V6

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	1,0
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Recommandation de dosage (par cycle de lavage)	1 ml/l (0,1 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateur
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Princip. domaines utilisation	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateur
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Convient pour l'aluminium anodisé	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Sans tensioactifs	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Convient aux matériaux fragiles	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Excellente capacité de rinçage	•
Sans composés phosphorés	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la chambre de lavage	•
Ne convient pas aux instruments de transmission	Convient à un instrument standard/transfert, Convient à l'alu anodisé, Résistance à l'acidité de la charge et des conduites d'évacuation
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 9/16 (217)

ProCare Dent 30 C - 5 l

Agent neutralisant, acide, 5 l

pour le traitement en machine des instruments dentaires et de transmission.



Code EAN: 4029577158224 / Numéro de matériel: 12796330 /

Ancien Numéro de matériel: 66915303V6

Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	5 5/8 (142)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	9 13/16 (248)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Poids brut en lb (kg)	0,21 (6)
Capacité en fl.oz. (ml)	169,07 (5000) fl oz (US) (Milliliter)

Conformités, contrôles et indicateurs

CE

•

Conforme aux normes SGH/CLP

•