

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Agent de rinçage, 1 l

pour le traitement en machine des instruments dentaires et de transmission.



- Convient pour les instruments dentaires et de transmission
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Améliore et accélère la durée du séchage
- Neutralise les résidus d'alcalis
- Facilite le remplissage dans le doseur de porte grâce au bec verseur

Code EAN: 4029577158255 / Numéro de matériel: 12796420 /

Ancien Numéro de matériel: 66917103V6

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	2,0
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,3 ml/l (0,03 %)
Recommandation de dosage (par cycle de lavage)	0,3 ml/l (0,03 %)
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Petite ouverture comme bec verseur	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de rinçage.
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Conservateur, Tensio-actifs, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Princip. domaines utilisation	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de rinçage.
Formation d'agréats	Concentré liquide
Composants	Conservateur, Tensio-actifs, Acide citrique
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
Convient à tous les métaux utilisés pour les dispositifs médicaux	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Ne convient pas aux instruments de transmission	Convient à un instrument standard/transfert, Convient à la porcelaine/céramique, Pour tous les métaux dans produits méd.
Prévention des taches d'eau	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	100,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	9 1/2 (241)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	4 3/16 (106)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	2 5/16 (58)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 1/4 (260)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	2 3/8 (60)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	3 15/16 (100)
Poids brut en lb (kg)	0,04 (1)
Capacité en fl.oz. (ml)	33,81 (1000) fl oz (US) (Milliliter)

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]
Agent de rinçage, 1 l
pour le traitement en machine des instruments dentaires et de transmission.



Code EAN: 4029577158255 / Numéro de matériel: 12796420 /
Ancien Numéro de matériel: 66917103V6

Conformités, contrôles et indicateurs	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•