

E 315/1

VE résines jetables

pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale



- Pour une utilisation dans la cartouche vide LP 2800/1
- 20 l de résines homogénéisées
- Carton contenant 2 sacs de 10 l
- Sous vide dans des sacs en plastique
- Sac de filtre de remplacement inclus

Code EAN: 4002516957515 / Numéro de matériel: 12945010 /

Ancien Numéro de matériel: 69431502D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 315/1

VE résines jetables

pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale



Code EAN: 4002516957515 / Numéro de matériel: 12945010 /

Ancien Numéro de matériel: 69431502D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	11 1/4 (285)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	10 1/4 (260)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	17 3/8 (440)
Poids net en lb (kg)	30 (13,77)
Poids brut en lb (kg)	31 (14,27)