

ProCare Lab 30 P - 5 l

Agent neutralisant à base d'acide phosphorique, acide, 5 l pour nettoyage en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- À utiliser comme agent neutralisant ou comme produit de prélavage acide
- Ne contient aucun tensio-actif
- Spécialement conçu pour les laveurs de laboratoire Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Élimine les résidus tenaces solubles dans les acides

Code EAN: 4029577160364 / Numéro de matériel: 12960740 / Ancien Numéro de matériel: 62928102V2

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	1–4 ml/l (0,1–0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Dosage automatique du détergent	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Princip. domaines utilisation	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires chimiques	•
Laboratoires de l'industrie agroalimentaire	•
Laboratoires de l'industrie cosmétique	•
Laboratoires de l'industrie pétrolière	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Agent neutralisant acide
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Phosphate, Acide phosphorique, Acide citrique
Valeur de pH à 20 °C	0,7
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la verrerie de laboratoire	•
Convient pour la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans tensioactifs	•
Prélavage à base d'acide	•
Excellente capacité de rinçage	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8 9/16 (217)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	5 5/8 (142)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 13/16 (248)
Capacité en ml	169,07 (5000) fl oz (US) (Milliliter)

ProCare Lab 30 P - 5 l

Agent neutralisant à base d'acide phosphorique, acide, 5 l
pour nettoyage en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Code EAN: 4029577160364 / Numéro de matériel: 12960740 /
Ancien Numéro de matériel: 62928102V2

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP