

Tuyau de Vidange 2,25M
Tuyau de drainage
pour rallonger le tuyau de vidange des lave-vaisselle et des lave-linge

Numéro EAN: 4002515057797 / Numéro de matériel: 01545806 /
Ancien Numéro de matériel:



- tuyau en matière flexible
- Longueur 2,25 m, diamètre intérieur 22 mm
- un tube de raccordement droit réf. 0164212 suppl. est requis
- ou tube équerre réf. 0078149
- et collier de serrage réf. 01627501 (commander 2 pièces)
- ne convient pas pour W1
- uniquement adapté pour rallonger le tuyau de vidange