

E 130

Utilisation

pour la prise en charge optimale de dix tablettes.



- Equipé de 11 supports, hauteur 170 mm, écartement d'env. 35 mm
- Utilisable dans le panier inférieur

Numéro EAN: 4002511129375 / Numéro de matériel: 02648950 /  
Ancien Numéro de matériel: 69513001D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les plaques/plateaux	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	35
Hauteur de support en mm	170
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des plateaux/tablettes	•
<b>Capacité</b>	
Plateaux/tablettes [nombre]	10
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	180
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	210
Dimension extérieure, largeur brute en mm	210
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,76
Poids brut en kg	0,90