

E 328

Réceptacle

pour la prise en charge optimale des instruments de forme verticale.



- Le complément peut intégrer les instruments en position verticale

Numéro EAN: 4002511117051 / Numéro de matériel: 02795940 /
Ancien Numéro de matériel: 69732801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	34
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	145
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,07