

E 338

Utilisation

pour la prise en charge optimale de max. 8 demi-plateaux.



- Convient pour 8 demi-plateaux
- Equipé de 10 supports ((Wert)8 compartiments), l 295, P 33 mm
- La taille maximale de plateau est égale à 290 x 30 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002511116160 / Numéro de matériel: 03080600 /
Ancien Numéro de matériel: 69533801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	8
Capacité	
Plateaux/tablettes [nombre]	8
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	305
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	125
Dimension extérieure, largeur brute en mm	310
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	0,62
Poids brut en kg	0,84