

E 363

Utilisation

pour le logement optimal de divers instruments.



- Largeur de mailles de 1 mm
- Equipé d'un couvercle
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002511116283 / Numéro de matériel: 03149790 /
Ancien Numéro de matériel: 69536301D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Panier à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	225
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	165
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,62
Poids brut en kg	0,71