

E 378

Utilisation

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tresse métal. 0,8 mm, largeur mailles 1,7 mm, cadre 5 mm
- Equipé de 2 poignées de transport
- Utilisable dans le panier inférieur

Numéro EAN: 4002511116443 / Numéro de matériel: 03203530 /
Ancien Numéro de matériel: 69537801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	165
Dimension extérieure, largeur brute en mm	535
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	1,78
Poids brut en kg	2,25