

SD-B
Gicleur à injection
pour butyromètre.



- Pour les chariots à injection
- Pas de vis compris, 4 x 140 mm*

* Pas de vis intégré, diamètre de 4 x 140 mm, plus buse aplatie, soudée, 1,5 x 100 mm.

Numéro EAN: 4002511116955 / Numéro de matériel: 03583540 /
Ancien Numéro de matériel: 69708001D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	240
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Diamètre en mm	4
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02