

O 184

Panier supérieur

pour prise en charge optimale de tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- Equipé de 96 buses à injection
- Equipé d'un raccord pour séchage à air chaud
- Hauteur de chargement : (Wert)170 mm mm
- Aucun doseur poudre possible

Numéro EAN: 4002511114937 / Numéro de matériel: 03807480 / Ancien Numéro de matériel: 69118401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier pour petits tubes	•
Panier pour tubes à essai	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	170
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	96
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	468
Dimension extérieure, largeur nette en mm	475
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	531
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,50
Poids brut en kg	5,70
<b>Accessoires</b>	
ID 110, Gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 110 mm [nombre]	96