


E 106

Utilisation

pour prise en charge optimale des verres à col large, éprouvettes graduées, etc.



- Équipé de 10 crochets à ressort de 175 mm et de 16 crochets de 105 mm de hauteur
- L'écartement entre les crochets correspond à env. 60 mm

Numéro EAN: 4002511115675 / Numéro de matériel: 03808310 /
Ancien Numéro de matériel: 69510601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	180
Dimension extérieure, largeur nette en mm	195
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	186
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	205
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	0,93
Poids brut en kg	1,42