


E 111

Utilisation

pour une prise en charge optimale des béchers de 600 à 1000 ml.



- Convient pour huit béchers de 600 à 1'000 ml
- Equipé de 8 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur

Numéro EAN: 4002511115743 / Numéro de matériel: 03808420 /
Ancien Numéro de matériel: 69511101D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	8
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	205
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	230
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	0,96
Poids brut en kg	1,10