

E 124

Utilisation

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 100 x 100 mm.



- (Wert)16 comp., dim. comp. : 100 x 100 mm (flacon), 48 x 48 mm (col)
- Utilisable dans le panier inférieur

Numéro EAN: 4002511115811 / Numéro de matériel: 03808500 /
Ancien Numéro de matériel: 69512401D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	16
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	148
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	170
Dimension extérieure, largeur brute en mm	480
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,44
Poids brut en kg	1,80