

E 134

Utilisation

pour la prise en charge optimale de (Wert)210 supports.



- Convient pour la prise en charge de (Wert)210 supports
- Équipé de 26 compartiments de 11 mm x 26 mm, épaisseur de fil métallique 3 mm

Numéro EAN: 4002511115897 / Numéro de matériel: 03808600 /
Ancien Numéro de matériel: 69513401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Composants	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	26
Largeur de compartiment en mm	11
Longueur de compartiment en mm	26
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Lames [nombre]	210
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	73
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	460
Poids net en kg	1,50
Poids brut en kg	1,61