


E 144

Utilisation

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 18 béchers.



- Convient pour 18 béchers
- Equipé de 18 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002511115996 / Numéro de matériel: 03808710 /  
Ancien Numéro de matériel: 69514401D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béchers	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Béchers [nombre]	18
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	131
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	180
Dimension extérieure, largeur brute en mm	250
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	1,37
Poids brut en kg	1,38