

E 336

Douille de rinçage

pour prise en charge opt. de pipettes/instr. de MIC dans chariots à injection.



- Il peut accueillir des pipettes de 445 mm max. de longueur
- En plastique, vissable

Numéro EAN: 4002511117068 / Numéro de matériel: 03809390 /  
Ancien Numéro de matériel: 69733601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Douille de rinçage	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	1
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	121
Dimension extérieure, largeur nette en mm	11
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	11
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	125
Diamètre en mm	11
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02