

E 352

Gicleur à injection

pour le nettoyage optimal de la vaisselle.



- Convient au complément dans un chariot à injection
- Combinable avec le support-tulipe E 354
- Ø 6 x 220 mm, vissable

Numéro EAN: 4002511117082 / Numéro de matériel: 03809510 /  
Ancien Numéro de matériel: 69735201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	220
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	10
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	230
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	30
Diamètre en mm	6
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03